



# KN-755-DRY 乾燥機能付ケージワッシャー

- ・強力な洗浄力で浸漬洗いが不要です（洗浄工程4段階）。
- ・洗浄温水は前工程で再利用します。水・エネルギーを無駄にしません。
- ・83℃以上の高温熱風乾燥により殺菌・消毒も兼ねます。
- ・完全乾燥ですので、取り出し口にて即、床敷充填が可能です。



## 【仕様】


寸法：W1,050×L8,500×H2,200mm

（被洗浄物により設計変更可能）

能力：KN-600 マウスケージで500ケージ以上/h

必要ユーティリティ

- 蒸気：最大350kg/h
- 水：30ℓ/min（初期充填量：750ℓ）
- 電気：AC200V・3φ・18kW
- 排水：100A（熱水）
- 排気：15m<sup>3</sup>/min×2ヶ所



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般



株式会社 夏目製作所  
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551  
 東京都文京区湯島2-18-6  
 TEL：03-3813-3251  
 FAX：03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811  
 大阪府豊中市若竹町1-9-1  
 TEL：06-6398-7177  
 FAX：06-6398-7178