





KN-298-A 手動式入墨器

ウサギ、イヌ、サル、ブタ、ヤギ等の個体識別に使用する手動式入墨器です。
文字サイズは、4mmと6mm用があります。



【仕様】

型番	桁数	文字サイズ(W×H)	印字巾	全長×ヘッド巾	重量
KN-298-A-50D7	7桁	4×7mm	4mm数字・幅約40mm	約185×40mm	330g
KN-298-A-50D8	8桁	4×7mm	4mm数字・幅約40mm	約185×50mm	330g
KN-298-A-1017	7桁	6×9mm	6mm数字・幅約55mm	約185×55mm	370g

付属品：剣山式数字プレート 0-9×3セット（ニッケル鍍金加工）

バッキングパッド×6

ゴム製受けパッド×1

※ 英文字（A-Z）は、オプションとなります。

※ インクは別途ご購入ください。

- KN-298-E-B 入墨用ボトルインク
（黒、白、赤、黄、青、オレンジ、緑の7色、約60ml）
- KN-298-E-C 入墨用チューブインク
（黒、白、緑の3色、50g）
- KN-298-D-2 アラミス用インク（緑、約30g）も使用できます。



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404

