


KN-349 フレキシブル経口投与チューブ

マウス、ラット、モルモット等への強制経口投与時に、初心者でも投与を誤ることなく容易に挿入できるフレキシブル経口投与チューブです。

販売単位：10本/箱



型番	チューブ寸法(mm)	SUSパイプサイズ(mm)
KN-349-M1	φ1.5×L70	外径φ0.9×内径φ0.6
KN-349-RA	φ1.7×L90	外径φ1.2×内径φ0.8
KN-349-RB	φ2.0×L90	外径φ1.5×内径φ1.1
KN-349-RC	φ2.0×L100	外径φ1.5×内径φ1.1
KN-349-RD	φ2.0×L110	外径φ1.5×内径φ1.1



株式会社 夏目製作所

<https://www.nazme.co.jp>

